

Паспорт

Буфер для «Ексан Г»

Дата виготовлення

Термін придатності 12 міс.

Зберігати при 18-25°C

Показник	Результати контролю	Відповідність
Маса, г	13.5±0.01	відповідає
Зовнішній вигляд	порошок білого кольору	відповідає
pH водного розчину	7.3±0.2	відповідає

Вміст флакона розчинити в 1 л дистильованої води.

Гігроскопічний!

E-mail: granum@granum.com.ua
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)