

Паспорт
Еритроцити барана консервовані
за методом Мікуліной

Дата виготовлення

Термін придатності 2 міс.

Зберігати при 4-8°C

Показник	Результати контролю	Відповідність
Об'єм, мл	10	відповідає
Зовнішній вигляд	суспензія червоного кольору	відповідає
Концентрація еритроцитів не менш, %	30	відповідає
Рідка фаза не більш, %	70	відповідає
Концентрація консерванту, %	15	відповідає

E-mail: granum@granum.com.ua
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)