

Паспорт
Глютаровий альдегід 0.125%
для фіксації клітин

Дата виготовлення

Термін придатності 6 міс.

Зберігати при 4-8°C, запобігаючи впливу сонячних променів.

Показник	Результати контролю	Відповідність
Об'єм, мл	50	відповідає
Концентрація глютарового альдегіду, %	0.125	відповідає
Концентрація NaCl, %	0.884	відповідає

E-mail: granum@granum.com.ua
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)
