

**Паспорт**  
**Буфер для відмивки концентрат 20x**  
**для імуноферментного аналізу**

Дата виготовлення

Термін придатності 6 міс.

Зберігати при 4-8°C

Показник	Результати контролю	Відповідність
Об'єм, мл	50	відповідає
Зовнішній вигляд	прозора рідина	відповідає
pH	7.3±0.2	відповідає

*E-mail:* [granum@granum.com.ua](mailto:granum@granum.com.ua)  
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)

**Інструкція з використання**  
**буферу для відмивки концентрат 20x.**

Перед використанням розвести в 20 разів дистильованою водою (1:19) у чистому посуді. Отриманий розчин стабільний протягом 5 діб при 18-25°C або 30 діб при 4-8°C.

Використовувати для відмивання планшет у імуноферментному аналізі.