

Паспорт
Фосфатно-сольовий буфер, рН 7.2–7.4
для відмивання клітин в імунологічних реакціях

Дата виготовлення

Термін придатності 3 міс.

Зберігати при 4-8°C

Показник	Результати контролю	Відповідність
Об'єм, мл	100	відповідає
Зовнішній вигляд	прозора рідина	відповідає
Концентрація NaCl, %	0.9	відповідає
Фосфатний буфер, М	0.15	відповідає
рН	7.3±0.2	відповідає

E-mail: granum@granum.com.ua
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)