



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Моксалактамова добавка для лістерій-I (MS172)

Призначення: для виділення *Listeria monocytogenes* зі змішаних культур

Склад:

Кожен флакон містить

| | |
|-------------|---------|
| Колістин | 5,00 мг |
| Моксалактам | 7,50 мг |

Приготування:

1. Один флакон розрахований на 500 мл середовища.
2. Асептично розвести вміст одного флакону 2 мл стерильної дистильованої води.
3. Ретельно перемішати до повного розчинення, уникаючи спінювання, і асептично додати до 500 мл, стерильної, розплавленої, охолодженої (45-50 °С) основи Оксфордського середовища для лістерій DM1078.
4. Ретельно перемішати перед розливанням.

Зберігання:

Зберігати при температурі 2 - 8 °С. Використати до дати, зазначеної на етикетці.
Не використовувати в медичних цілях.

Подальша інформація

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до місцевого представника MICROMASTER.



MICROMASTER LABORATORIES PRIVATE LIMITED

Unit 38/39, Kalpataru Industrial Estate,
Off G.B. Road, Near 'R-Mall', Thane (W) – 400607. M.S. INDIA.
Ph: +91-22-25895505, 4760, 4681. Cell: 9320126789.
Email: micromaster@micromasterlab.com

MS172PI, Rev.0, 01.08.2008